

SciCan



OPTIM[®] 1

PULITORE E DISINFETTANTE
TUTTO IN 1

Ingrediente attivo: **0,5% perossido di idrogeno**



1 MINUTO
DI TEMPO
DI CONTATTO*

Rapido e delicato

Con OPTIM 1 non c'è bisogno di fare compromessi tra efficacia e protezione. Con un tempo di contatto rapido e ad ampio spettro, è uno dei pulitori e disinfettanti più veloci e più efficaci. È anche sicuro e delicato per te e per le superfici. OPTIM 1 ti dà la sicurezza di essere in regola e di proteggere al meglio i tuoi pazienti, il personale e l'ambiente: l'equilibrio perfetto.



Disinfettante rapido ad ampio spettro

Le superfici devono rimanere umide per l'intero tempo di contatto per poter essere disinfettate.

- › Adeno, Polio, Murino Noro in soli **30 secondi** secondo EN 14476
- › Tuberculocida e fungicida in **1 minuto**
- › Battericida e virucida in **30 secondi** secondo EN 14476
- › **Azione virucida completa in 2 minuti** secondo gli standard RKI/ DVV (polio, adeno, murino noro, SV40)
- › Efficace in **1 minuto** secondo EN 16615
- › Eccellente bagnabilità - resta bagnato a sufficienza per tutta la durata del tempo di contatto



Compatibile

Compatibile con molti materiali e superfici duri e non porosi.



Sicuro e delicato

- › Privo di profumi artificiali
- › Non tossico
- › Non irrita la pelle, gli occhi o il sistema respiratorio
- › Non richiede alcun pittogramma di pericolo, parole o frasi di avvertenza di GHS
- › Non lascia residui attivi; non contribuisce alla resistenza antimicrobica



Ecologico

L'ingrediente attivo, il perossido di idrogeno, si scompone in acqua e ossigeno senza lasciare residui attivi, riducendo così l'impatto ambientale.



Un pulitore efficace tutto in uno

Un efficace pulitore disinfettante tutto in 1 rimuove residui organici e disinfetta al tempo stesso

* Efficace in 1 minuto secondo gli standard europei; EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (vedi retro). Secondo lo standard richiesto RKI/DVV in Germania, OPTIM 1 ha un'azione VIRUCIDA COMPLETA entro 2 minuti.



Rapidi tempi di contatto

I test rivelano che OPTIM 1 ha una prestazione di disinfezione superiore; i tempi di contatto affidabili sono più rapidi, garantendo sicurezza e fiducia nel buon esito della disinfezione.

I test rivelano che OPTIM 1 è efficace contro agenti patogeni difficili da eliminare quali adeno, polio e murino norovirus. In tal modo, puoi essere certo che il tuo edificio sia protetto da agenti patogeni pericolosi.

Efficacia di disinfezione

EN 14348 - Tuberculocida	Mycobacteria	Terrae	1
EN 14476 - Virucida	Virus senza pericapside	Adeno	30 secondi
		Polio	
		MNV	

Requisito virucida in base a RKI/DVV** (solo per la Germania)

Completa azione virucida in 2 minuti

EN 16615 - Test dell'efficacia della strofinata***	Bacteria	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	1
	Lievito	C. Albicans	1
EN 13727 - Battericida	Bacteria	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	30 secondi
EN 13624 - Lieviticida e fungicida	Lievito	C. Albicans	1
	Funghi	Aspergillus brasiliensis	1

Efficacia di pulizia

Pulitore tutto in uno

Sicurezza

Pittogrammi di pericolo richiesti da GHS	Nessuno richiesto
Non irritante per gli occhi	Si
Non irritante per la pelle	Si

* Il tempo di contatto è nel giro di minuti, salvo non diversamente specificato.

** COMPLETA AZIONE VIRUCIDA significa che il disinfettante neutralizza virus con e senza pericapside, secondo gli standard tedeschi sui test DVV. Per dichiararsi un completo virucida, il disinfettante deve essere in grado di neutralizzare adenovirus, poliovirus, SV40 e murino norovirus.

*** EN 16615 è uno standard europeo richiesto per verificare l'efficacia del meccanismo di strofinamento.

Informazioni ordine per OPTIM 1

Stracci pre-saturati pronti all'uso

OPTEU1-12W RTU stracci 15 x 18 cm (12 x 160 fogli/confezione)

OPTEU1-W10x10 RTU stracci 25 x 25 cm (12 x 60 fogli/confezione)

Liquido

OPTEU1-4x4 1 confezione di 4 x 4 litri

Accessori

FND30 Pompa per bottiglia da 1 gallone

Optim 1 Salviette (UE)

Conforme al Regolamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), allegato II (453/2010) - Europa

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE

Identificatore del prodotto Optim 1 Salviette (UE)

Uso raccomandato Detergente disinfettante

Produttore SciCan Ltd, 1440 Don Mills road, Toronto, ON, M3B 3P9, 1-800-667-7733

N° telefonico d'emergenza SciCan Ltd, 1-800-667-7733

SDS N° 053523

SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Classificazione GHS

Non classificato in nessuna classe di pericolo GHS.

Elementi etichetta GHS

Parola di segnalazione: nessuna

Pittogramma di classe di pericolo: nessuna

Dichiarazione/i di pericolo: nessuna

Altri pericoli

Questo prodotto non contiene sostanze considerate pericolose per la salute alle concentrazioni indicate.

SEZIONE 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Miscela:

Nome chimico	N° CAS	%	Altri identificatori
Perossido di idrogeno	7722-84-1	0,5	

Note

L'ingrediente attivo è indicato sopra.

SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Misure di primo soccorso

Inalazione

Non sono necessarie specifiche misure di primo soccorso.

Contatto con la pelle

Non sono necessarie specifiche misure di primo soccorso.

Contatto con gli occhi

Risciacquare con acqua fredda. Rimuovere eventuali lenti a contatto e proseguire il risciacquo. Consultare un medico in caso di insorgenza o persistenza di irritazione.

Ingestione

Non sono necessarie specifiche misure di primo soccorso.

SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi estinguenti

Mezzi estinguenti appropriati

Non combustibili. Usare agenti estinguenti compatibili con il prodotto e appropriati all'incendio circostante.

Mezzi estinguenti inappropriati

Nessuno noto.

Pericoli specifici derivanti dal prodotto

Nessuno noto.

Equipaggiamento di protezione e precauzioni speciali per il personale antincendio

Come sempre in caso d'incendio, indossare un autorespiratore a circuito chiuso a richiesta di pressione, approvato MSHA/NIOSH o equivalente, e un equipaggiamento protettivo completo.

Identificatore del prodotto: Optim 1 Salviette (UE)

N° SDS: 053523

Data di redazione: 22 gennaio 2019 / Data dell'ultima revisione: 30 settembre 2019

Pagina 01 di 05

SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure d'emergenza

Usare l'equipaggiamento di protezione personale raccomandato nella Sezione 8 della presente scheda di sicurezza.

Precauzioni ambientali

Prima di tentare qualsiasi operazione di pulizia, consultare i dati sulla pericolosità. Prima dello smaltimento consultare la sezione STOCCAGGIO e SMALTIMENTO sull'etichetta.

Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia

Non gettare mai le salviette nella toilette, bensì nel contenitore dei rifiuti solidi. Le salviette contaminate con sangue o fluidi corporei devono essere smaltite conformemente alle normative del proprio Paese/Stato membro e locali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti infetti.

SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Precauzioni per una manipolazione sicura

Durante la manipolazione del prodotto adottare buone pratiche di igiene industriale. SOLO PER USO COMMERCIALE E INDUSTRIALE.

Condizioni di stoccaggio sicuro

Conservare al riparo dalla luce solare diretta. Non conservare ad alte temperature. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE

Parametri di controllo

Nome chimico	TLV® ACGIH		PEL OSHA		WEEL AIHA	
	TWA	STEL	TWA	Soglia	TWA 8 ore	TWA
Perossido di idrogeno	1 ppm		1 ppm			

Controlli tecnici appropriati

Nessuna necessità specifica di ventilazione.

Misure di protezione individuale

Protezione occhi/viso - Non necessaria se il prodotto è usato conformemente alle istruzioni.

Protezione cutanea - Non necessaria se il prodotto è usato conformemente alle istruzioni.

Protezione respiratoria - Non necessaria se il prodotto è usato conformemente alle istruzioni.

SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Proprietà fisiche e chimiche di base

Aspetto	Salviette imbevute di liquido trasparente incolore.
Odore	Lieve odore di mandorla.
Soglia di odore	Non disponibile
pH	2.0 - 2.5
Punto di fusione/Punto di gelo	Non disponibile (fusione); Non disponibile (gelo)
Punto di ebollizione iniziale/Intervallo di ebollizione	Non disponibile
Punto di infiammabilità	>93 °C (200 °F)
Velocità di evaporazione	Non disponibile
Infiammabilità (solidi, gas)	Non applicabile
Limite superiore/inferiore di infiammabilità o limite di esplosività	Non disponibile (superiore); Non disponibile (inferiore)
Pressione vapore	Non disponibile
Densità vapore (aria = 1)	Non disponibile
Densità relativa (acqua = 1)	1,006 a 20 °C
Solubilità	Non applicabile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow)	Non disponibile
Temperatura di autoaccensione	Non disponibile
Temperatura di decomposizione	Non disponibile
Viscosità	1,09 centistoke a 20 °C (cinematica)

Identificatore del prodotto: Optim 1 Salviette (UE)

N° SDS: 053523

Data di redazione: 22 gennaio 2019 / Data dell'ultima revisione: 30 settembre 2019

Pagina 02 di 05

Altre informazioni

% Volatilità 0%

SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Reattività

Non reattivo.

Stabilità chimica

Il prodotto è stabile.

Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica alcuna polimerizzazione pericolosa.

Condizioni da evitare

Esposizione prolungata alle alte temperature.

Materiali incompatibili

Non miscelare con candeggianti concentrati.

Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto.

SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Possibili vie di esposizione

Inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi, ingestione.

Tossicità acuta

LC50 (inalazione): >2,08 mg/L

LD50 (orale): >5.000 mg/kg

LD50 (dermica): >5.050 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea

Non classificato come pericoloso in base ai criteri GHS.

Grave danno/irritazione oculare

Non classificato come pericoloso in base ai criteri GHS.

STOT (Specific Target Organ Toxicity) da singola esposizione

Inalazione

Non classificato come pericoloso in base ai criteri GHS.

Assorbimento cutaneo

Non classificato come pericoloso in base ai criteri GHS.

Ingestione

Non classificato come pericoloso in base ai criteri GHS.

STOT (Specific Target Organ Toxicity) da esposizione ripetuta

Non classificato come pericoloso in base ai criteri GHS.

Sensibilizzazione respiratoria e/o cutanea

Non classificato come pericoloso in base ai criteri GHS.

Carcinogenicità

Non classificato come pericoloso in base ai criteri GHS.

Tossicità riproduttiva

Sviluppo fetale

Non classificato come pericoloso in base ai criteri GHS.

Funzione sessuale e fertilità

Non classificato come pericoloso in base ai criteri GHS.

Effetti sull'allattamento o attraverso esso

Non classificato come pericoloso in base ai criteri GHS.

Effetti mutageni sulle cellule germinali

Non classificato come pericoloso in base ai criteri GHS.

Effetti interattivi

Nessuno noto.

Identificatore del prodotto: Optim 1 Salviette (UE)

N° SDS: 053523

Data di redazione: 22 gennaio 2019 / Data dell'ultima revisione: 30 settembre 2019

Pagina 03 di 05

SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Ecotossicità

Non disponibili.

Persistenza e degradabilità

Non disponibili.

Potenziale di bioaccumulo

Non disponibili.

Mobilità nel suolo

Non disponibili.

SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Metodi di smaltimento

Non gettare mai le salviette nella toilette. Per informazioni sullo smaltimento del prodotto non utilizzato e non desiderato e sulla pulizia delle fuoriuscite, contattare il produttore, il Paese/lo Stato membro in questione o l'organizzazione di gestione del prodotto. Risciacquare con acqua il contenitore. Smaltire il contenitore conformemente alle normative del proprio Paese/Stato membro. Non riutilizzare i contenitori.

SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non soggetto alle normative canadesi sul trasporto delle merci pericolose. Non soggetto alle normative del Ministero dei trasporti USA.

Precauzioni speciali Non applicabili

Altre informazioni RID, ADR (su gomma o rotaia): non soggetto alle normative sulle merci pericolose.

IMO/IMDG (via mare): non soggetto alle normative sulle merci pericolose.

IATA/ICAO (via aerea): non soggetto alle normative sulle merci pericolose.

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Normative di sicurezza, sanitarie e ambientali

Canada

Lista sostanze domestiche (DSL) / Lista sostanze non domestiche (NSDL)

Tutti gli ingredienti sono elencati nella DSL/NDSL.

USA

Normativa sul controllo delle sostanze tossiche (TSCA) Sezione 8(b)

Tutti gli ingredienti sono presenti nell'Inventario TSCA o sono esonerati dall'inserimento nell'Inventario TSCA ai sensi del CFR 720, titolo 40.

Europa

Ingredienti conformi al Regolamento CE 648/2004 sui detergenti

Tensioattivi anionici: inferiori al 5%

Tensioattivi non ionici: inferiori al 5%

SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione HMIS	Salute: 0	Infiammabilità: 0	Rischio fisico: 0
SDS redatta da	Virox Technologies Inc.		
N° tel.	(800) 387-7578		
Data di redazione	22 gennaio 2019		
Ulteriori informazioni	<p>Per ottenere una SDS aggiornata, contattare il fornitore/produttore indicato nella prima pagina del presente documento. Le informazioni ivi contenute sono fornite da fonti ritenute tecnicamente accurate e affidabili. Nonostante l'impegno profuso per garantire la divulgazione di tutti i pericoli insiti nel prodotto, in alcuni casi i dati non sono disponibili e ciò viene specificato. Poiché le effettive condizioni d'uso del prodotto sfuggono al controllo del produttore, si presume che gli utilizzatori del materiale siano stati adeguatamente istruiti in base a tutte le leggi e normative vigenti. Non si applica alcun diritto di garanzia espresso o implicito; il produttore/fornitore declina ogni responsabilità per perdite, lesioni o danni indiretti eventualmente derivanti dall'uso o dall'osservanza delle informazioni contenute in questo documento. Il contenuto del presente documento è stato redatto conformemente al Regolamento (CE) N° 1907/2006, allegato II (453/2010) – Europa.</p>		