

A proposito di

DOMANDE & RISPOSTE



D: Che cos'è il Pellevé™?


R: Il Pellevé è il metodo più innovativo per ottenere una pelle più levigata e più giovane. Questo metodo è l'unico ad avere ottenuto l'approvazione della FDA per il trattamento delle rughe di tutto il viso e del décolleté.

D: Come funziona il Pellevé™?

R: Il Pellevé riscalda in maniera precisa gli strati profondi della pelle, utilizzando una tecnologia avanzata ad onde radio che non danneggia l'epidermide né gli strati cutanei superficiali. Il calore fa in modo che il collagene si contragga e si rassodi. In seguito al trattamento, la pelle inizierà a produrre nuovo collagene nella qualità e nel tono della pelle. Il risultato sarà un miglioramento nella qualità e nel turgore della pelle.

D: Quali parti del corpo si possono trattare con il Pellevé™?

R: Il Pellevé può essere utilizzato per trattare la pelle del viso, inclusa l'area periorbitale, e la totalità del corpo.



pellevé™

D: Che cosa si prova durante il trattamento?

R: Si prova una sensazione di calore profondo ogniqualvolta il manipolo del Pellevé tocca la zona da trattare. Non essendo necessario l'utilizzo di anestetici, la paziente stessa è in grado di descrivere al medico l'intensità della sensazione che prova, ottenendo così il migliore risultato possibile.

D: Che cosa si prova dopo il trattamento?

R: I possibili effetti collaterali del Pellevé includono un lieve disagio durante il trattamento nella zona interessata. Si possono verificare un lieve gonfiore e rossore che generalmente scompaiono nell'arco di 3-5 giorni.

D: Quanto dura un trattamento Pellevé™?

R: Un trattamento Pellevé di tutto il viso richiede tranquillamente dai 30 ai 45 minuti circa. Poiché non sono necessarie né anestesia né convalescenza, può essere inserito fra i normali impegni.

D: Quando si possono vedere i risultati e ogni quanto è consigliabile sottoporsi ad un trattamento?

R: Molte persone iniziano a vedere i risultati già dal primo trattamento e miglioramenti duraturi nei successivi 6 mesi, man mano che la pelle produce nuovo collagene. Il medico è in grado di consigliare il numero di trattamenti ottimale per ogni tipo di pelle.

D: In che cosa si differenzia il Pellevé™ dagli altri trattamenti di ringiovanimento cutaneo?

R: Il Pellevé ha dimostrato di essere un metodo di ringiovanimento cutaneo sicuro ed efficace da eseguire presso gli studi medici. Poiché quella del Pellevé è una tecnica che non richiede alcuna procedura chirurgica, comporta un minimo disagio. A differenza di altri metodi, durante il trattamento non si deve somministrare alcuna anestesia né adottare sistemi di raffreddamento cutaneo, per cui si può tornare a casa o riprendere la propria attività subito dopo il trattamento.

NEW TECHNOLOGIES SUPPLIES S.r.l.

04100 LATINA - Via Boccherini, 27
Tel. 0773.604052 - Fax 0773.604032
www.ntssrl.it - e-mail: info@ntssrl.it

pellevé™

Elegance through science.



Vi presentiamo...

Il Pellevé™ è la più recente innovazione nel campo del ringiovanimento cutaneo non-invasivo per trattare in maniera sicura ed efficace le rughe lievi o moderate del viso e del corpo. Con questa tecnica sarete in grado di conferire ai vostri pazienti un aspetto naturalmente più levigato e giovanile.

Il Pellevé™ trasmette con precisione energia al derma, impiegando una tecnologia ad alta frequenza (4 MHz: radiofrequenza pura) per indurre una contrazione del collagene, senza danneggiare l'epidermide. Ne risulta un notevole miglioramento del tono cutaneo, con un minimo tempo di recupero.

MIGLIORAMENTO MISURABILE ED IMMEDIATO


- Effetti visibili e duraturi in tutti i pazienti
- Riduzione della lassità cutanea con miglioramento del turgore

EFFICACE E SICURO

- Non-invasivo e riproducibile
- Nessuna anestesia
- Non necessita di raffreddamento della zona trattata
- FDA per tutte le rughe del viso

1. Rusciani A, Curinga G, Menichini G, Alfano C, Rusciani L. Nonsurgical tightening of skin laxity: A new radiofrequency approach. *J. Drugs Dermatol.*, 2007; 6(4): 377-382.2

EFFETTI DURATURI NEL TEMPO¹



■ ¹Indice di Risposta al Trattamento Pellevé

Campi di Applicazione Molteplici



I VANTAGGI PER LA VOSTRA PROFESSIONE

- Ampliate in breve ed a costi contenuti il ventaglio delle vostre prestazioni con una tecnologia cosmetica d'avanguardia.
- Create nuovo profitto attraverso il ringiovanimento cutaneo che le vostre pazienti richiedono.
- Beneficiate inoltre dell'utilizzo di un sistema che vi permette utilizzi chirurgici diversi.

VERSATILITÀ DELLA PIATTAFORMA SURGITRON®

- Il nuovo Surgitron® Dual RF™ S5 consente la massima precisione di taglio ed emissione di energia, unita ad una versatilità superiore a qualunque altra tecnologia simile, grazie a:
- Manipoli Pellevé per il rassodamento cutaneo.
 - Elettrodi ed accessori per molteplici applicazioni chirurgiche.
 - Ideale per utilizzo in ambulatorio.



DIVENTATE UN PARTNER PELLEVÉ

- Ottenete risultati eccellenti attraverso un programma di formazione esclusivo.
- Sperimentate il costante supporto di Ellman International, il vostro leader di fiducia nella Tecnologia a Radiofrequenza pura.

Per conoscere meglio il Pellevé, visitate il sito www.pelleve.com

ACCESSORI

- Manipolo con elettrodo da 5 mm per trattamento viso-collo.
- Manipolo con elettrodo da 10 mm per trattamento viso-collo-décolleté.
- Manipolo con elettrodo da 15 mm per trattamento braccia-seno.
- Manipolo con elettrodo da 20 mm per trattamento corpo-glutei-gambe.

Casi Clinici

L'azione della Radiofrequenza sui tessuti biologici determina un insulto termico che si traduce in una biostimolazione dei fibroblasti dovuta al meccanismo di riparazione del "danno" sottocutaneo. Tutto ciò induce un aumento di sintesi proteica del collagene e quindi un resurfacing "dall'interno". La metodica sfrutta radiofrequenze monopolari con frequenza fissa e certa pari a 4 MHz mediante elettrodo sferico da 5-10-15-20 mm di diametro in lega speciale ad alta conduttanza. Il manipolo disegna sulla superficie cutanea vettori spirali.



Particolare del solco nasolabiale e sottocommissurale (paziente di 31 anni)



Particolare della piega nasolabiale (paziente di 52 anni)



Particolare della piega sottocommissurale (paziente di 60 anni)



Particolare della piega sottocommissurale e del bordo mandibolare (paziente di 65 anni)



Particolare dell'area periorbitale (paziente di 73 anni)



Particolare del compattamento della trama cutanea (paziente di 81 anni)

Foto gentilmente concesse dal Dr. A. Palange

Ulteriori vantaggi del Pellevé

- L'efficacia è immediatamente percepibile alla fine del primo trattamento e migliora progressivamente nei mesi successivi.
- La tecnica è di facile apprendimento anche da parte dei meno esperti, avendo un bassissimo rischio di esecuzione.
- Alla metodica possono essere candidati tutti i pazienti giovani e meno giovani.
- È una procedura a basso costo per l'operatore.

pellevé
Look lovely. Feel refreshed.