

Tavolo Operatorio RiEye Mk2S & Accessori



RiEye Mk2S

I tavoli operatori Rini della serie "RiEye" sono molto apprezzati per la microchirurgia, sia in modalità stazionaria che mobile. Sono semplici da utilizzare e configurabili con molteplici accessori. La solida struttura è progettata ergonomicamente per fornire un elevato livello di comfort, sia per il paziente che per il personale medico.

RiEye Mk2S è disponibile in tre diversi modelli base:



R5 consente al paziente di sedersi o alzarsi dalla parte anteriore del lettino operatorio.



R6 è raccomandato per la chirurgia della cataratta, iniezioni intravitreali, chirurgia plastica e procedure microchirurgiche simili.



R7 è adatto agli ospedali e alle cliniche in cui si effettuano interventi chirurgici in anestesia generale.

CARATTERISTICHE

Sistema di sollevamento elettrico a due colonne con telaio adattativo

Peso dell'unità base	95kg /209lb	Modello R5 lunghezza	1700-1940mm/67-76in
Capacità di sollevamento paziente	300kg/661lb	Modello R6 lunghezza	1790-2030mm/70-80in
Sistema di alimentazione	Batterie	Modello R7 lunghezza	1960-2200mm/77-87in
Caricabatterie esterno	110-240V	Impronta a terra del telaio lung. x largh.	800 x 600mm/31-23in
Altezza	500-900mm/19-35in	Larghezza cuscino	580mm/23in
		Largh. cuscino extra wide	680mm/27in
Altezza con Anti-Trendelenburg	550-950mm/21-37in		

COLORI



RiEye Mk2S accessori

Sono disponibili numerosi accessori; sviluppati in stretta collaborazione con ospedali e cliniche, consentono di ottimizzare i diversi metodi di trattamento e di creare un ambiente di lavoro ergonomico e confortevole. Infine, ma non meno importante, contribuiscono a garantire la massima sicurezza e il massimo comfort per il paziente.

POGGIATESTA E SUOI ACCESSORI

Poggiatesta facilmente regolabile (in dotazione).

Mantiene la testa in posizione comoda ed è particolarmente adatto per gli interventi di chirurgia oftalmologica.



140-00270-00 Supporto X-Tray
Ampie dimensioni per i diversi cuscini disponibili.



140-00270-01 Cuscino nero per X-Tray
Realizzato in morbida schiuma con memoria di forma (300*265mm).



140-00270-02 Cuscino grigio per X-Tray
Il morbido cuscino sagomato a coppa mantiene la testa in posizione fissa.



140-00270-03 Supporto S-Tray
Supporto ridotto per un posizionamento flessibile della testa.



140-00252-02 Supporto S-Tray Nippon
Supporto ridotto per un posizionamento flessibile della testa. Regolazione con pulsanti.



140-00270-04 Cuscino per S-Tray
Realizzato in morbida schiuma con memoria di forma (210*180mm), ideale per inclinazione laterale della testa.



140-00252-05 Supporto per poggiatesta FaceDown/FaceUp
Supporto sia per posizione supina che prona.



140-00270-06 Cuscino per X-Tray FaceDown/FaceUp
Cuscino sagomato morbido per interventi in posizione supina o prona.



140-00229-01 Supporto per poggiatesta a regolazione elettrica
Permette al chirurgo di regolare l'inclinazione del poggiatesta tramite comando manuale o pedale. Per poggiatesta standard e opzionali. Non installabile post-produzione.



140-00242-01 Supporto per polsi EasyFix e S-Tray
Maggior comfort per il chirurgo durante l'intervento. Pieghevole, regolabile in altezza e lunghezza. Se necessario può essere facilmente montato e smontato.



140-00242-02 Supporto per polsi X-Tray
Maggior comfort per il chirurgo durante la chirurgia. Pieghevole, regolabile in altezza e lunghezza. Se necessario può essere facilmente montato e smontato.



140-00235-02 Guida per S-Tray e X-Tray
Necessaria quando si montano gli accessori sul poggiatesta, come il supporto per i polsi.



000-03420-16 Base completa con Easy fix per rendere intercambiabile il poggiatesta
Modulo completo con poggiatesta Easy Fix (o poggiatesta ordinato), permette di utilizzare tipologie diverse di poggiatesta sullo stesso tavolo operatorio.

SUPPORTO DELL'UNITA' DI CONTROLLO



140-00238-01 Supporto flessibile ruotabile con staffa

Viene montato sul telaio della ruota (include staffa di supporto).



140-00238-02 Supporto fisso con staffa

Fissato alla staffa di supporto può essere ruotato e regolato verticalmente.



140-00238-03 Asta per infusione, completa di supporto

Montato sull'asta di infusione, può essere ruotato e regolato verticalmente.

COMANDO A PEDALE

Quattro funzioni: regolazione altezza, inclinazione schienale, rotazione e inclinazione supporto gambe o poggiatesta elettrico (in caso di questa scelta opzionale). Consente al chirurgo di effettuare regolazioni di posizione durante la seduta operatoria.



140-00230-01 Comando a pedale con due joystick, rimovibile

Posizionato su un piano estensibile, può anche essere posizionato a terra.



140-00230-02 Comando a pedale con due joystick, fisso, non abbinabile al poggiatesta elettrico

Può essere posizionato sul ripiano fisso o a terra. Il supporto fisso è posizionato più in alto rispetto al comando a pedale rimovibile, per lasciare più spazio ad altri pedali.



140-00261-01 Accesso automatico alla posizione memorizzata

Permette di posizionare automaticamente il tavolo nella posizione desiderata premendo il pulsante una sola volta. Pulsanti 1-4, (Trendelenburg o Livello-0).



140-00266-01 Freno elettrico e controllo di direzione

Il controllo dei freni e della direzione è operato dalla pulsantiera anziché dal pedale del freno, aumentando lo spazio a disposizione sul telaio. Non installabile post-produzione.



140-00352-00 Anti-Trendelenburg max 12°

L'intero tavolo operatorio può essere inclinato anteriormente fino a 12°. Sedile, gambe e schienale possono essere regolati individualmente in posizione Anti-Trendelenburg. Non installabile post-produzione.

ACCESSORI



140-00236-00 Supporto flessibile telo chirurgico
Solleva il telo chirurgico dal paziente.
Asta flessibile facilmente regolabile.



140-00236-01 Supporto flessibile telo chirurgico con connessione per aria
Solleva il telo chirurgico dal paziente. Asta flessibile facilmente regolabile. Il flusso d'aria può essere orientato nella direzione desiderata.



140-00235-00 Guida 250 mm per montaggio accessori alla seduta Dx/Sx
Permette il montaggio degli accessori sulla seduta. Può essere montata sia a destra che a sinistra.



140-00235-01 Guida 250 mm per montaggio accessori alla seduta Dx/Sx in caso di spondina laterale
Permette il montaggio degli accessori sulla seduta. Può essere montata sia a destra che a sinistra.



140-00163-00 Bracciolo anestesia con morsetto di fissaggio e fascia per braccio paziente

L'angolo e l'inclinazione possono essere regolati con una sola mano. Può essere posizionato sul lato destro o sinistro. Il cuscino del bracciolo può essere facilmente rimosso per la pulizia.



140-00239-01 Asta per infusione completa di supporto

L'asta per infusione viene montata direttamente sul tavolo operatorio e, se necessario, può essere facilmente rimossa. Può essere posizionata sul lato destro o sinistro e può essere sollevata e abbassata manualmente mediante manopola ergonomica.



140-00237-02 Batteria al piombo (Standard)

140-00237-04 Batteria al litio-ferro

Numero doppio di interventi, peso dimezzato rispetto alla batteria standard e maggiore durata.



140-00251-00 Protezione per cuscino gambe R6 / R7

140-00251-01 Protezione per cuscino gambe R5

Protegge dalle scarpe. Prolunga la durata del cuscino.



140-00351-00 Supporto per bombola ossigeno

Garantisce la disponibilità di ossigeno al paziente, in caso di spostamento del lettino.

Lunghezza bombola fino a 800 mm

Diametro bombola fino a 120 mm

Peso bombola max 10 kg

MASSIMO COMFORT PER IL PAZIENTE



140-00350-01 Estensione schienale Sx

140-00350-00 Estensione schienale Dx

Migliora il comfort del paziente, sostenendone le braccia, con una sensazione di maggiore sicurezza.



140-00232-00 Estensione altezza 120mm

La maggiore altezza dello schienale aumenta il comfort del paziente.



140-00265-00 Supporto gambe cilindrico di

150mm Miglior comfort per i pazienti se le ginocchia devono rimanere sollevate.



140-00265-01 Supporto gambe semicilindrico (h=200mm)

SPOSTARE IL LETTINO OPERATORIO



140-00259-00 Maniglie pieghevoli posteriori Dx/Sx

Le maniglie pieghevoli poste sullo schienale sono adatte a tutti i modelli di lettino operatorio.



140-00256-00 Maniglie pieghevoli anteriori Dx/Sx R6 e R7

Semplificano il trasferimento del paziente.



140-00256-01 Maniglie di trasporto fisse anteriori Dx/Sx R5

Utili quando il lettino operatorio viene utilizzato come unità mobile o deve essere spostato.

SICUREZZA DEL PAZIENTE



140-00240-00 Spondina laterale pieghevole Dx

140-00240-01 Spondina laterale pieghevole Sx Maggiore sicurezza per il paziente, soprattutto durante gli spostamenti. Pieghevole, consente al paziente di sedersi o alzarsi più facilmente di lato.



140-00320-00 Bracciolo per spondina laterale pieghevole

Migliora il comfort del paziente, viene montato sulla spondina laterale pieghevole.



140-00240-02/140-00235-00 Sponda laterale Dx/Sx 600 mm (in dotazione)

Maggiore sicurezza per il paziente, soprattutto durante gli spostamenti. Può essere montata a destra o a sinistra. Ampia sponda laterale fissa regolabile in altezza.



140-00263-00 Cintura



140-00263-01 Cintura 700mm



140-00263-02 Cintura 2100mm

Aumentano la sicurezza del paziente. Facili da montare e rimuovere. Cinture larghe con chiusura in velcro.

MEDINOVA
> oftalmologia

via Antiniana, 2i | 80078 Pozzuoli | NA (Italy)
tel. +39 081 770 73 27 / +39 081 770 31 98 | fax +39 081 546 32 99
info@medinovasrl.com / www.medinovasrl.com

